

エマルションフロー実験装置 仕様及び価格表・申込書

シーエムシー技術開発株式会社

CMC-EF-1 仕様

EF 容器 (塩ビ製)	EF カラム	68φx600 mm
	有機相分離カラム	100φx100 mm
	水相分離カラム	100φx150 mm
ポンプ (2台)	電源	AC100V, 30W, 3A (最大), 50/60 Hz
	流量範囲	0-540 ml
	可変ストローク	20-100 %
有機相と水相の外部タンク	容量	3.5 L

(注 記)

- 塩ビを損傷する溶媒や溶液の使用は避けてください。
- この EF 抽出装置は、D70 あるいはケロシンに溶解した PC-88A 抽出剤の使用を前提に設計されています。もし他の希釈剤や抽出剤を使用される場合は、あらかじめお問い合わせください。
- EF 抽出装置の容量、流量を変更されたい場合にも対応可能です。(別途お見積もりさせていただきます。)

お申込書

製品名	実験装置 CMC-EF-1	価格	¥698,000 (税別) 〈据付調整費・送料別途〉
-----	---------------	----	-------------------------------

下記の項目をご記入の上、ファクシミリ (FAX) にてお申し込みください。

シーエムシー技術開発株式会社 FAX : 058-379-0688

貴社名	フリガナ	
ご担当者	フリガナ	
ご送付先住所	〒	ご要望欄
TEL		
FAX		
E-Mail		
お支払方法	<input type="checkbox"/> 銀行振込 (お申し込み受領後、ご請求書をお送りいたします。) 注) 銀行振込の手数料はお客様のご負担とさせていただきます。	